



アルコールで劣化しません



医療用陰圧テントにスムーズに入ります



飛沫飛散防止スペース Safety Booth

セーフティ・ブース

検体採取時に被検者からの飛沫を防ぎ
医療従事者への感染リスクを低減します

医療現場からの声を随所に取り込み、検体採取における作業性の確保と
感染リスクの低減を両立した検査ブースを開発いたしました。

包装設計を応用した構造により、

低コスト化・保管時の省スペース化を実現しています。




折り畳み簡単
キャスター付きで
設置や片付けをクイックに



各種屋根付き仕様、お取り替え用の
ゴム手袋や窓シートもございます

レギュラータイプ



スタンディングタイプ



検査時の体勢に合わせて2タイプをご用意


詳細・ご注文は当社オンラインショップにて

* 本商品はお注文をお受けしてから製作いたします。

<http://sakurapaxx.shop25.makeshop.jp/>

Safety Booth商品一覧

●レギュラータイプ：患者様が座って検査される場合に適しています。




屋根なし

J-30-0013-00 ￥149,600 / 1台

屋根付き

J-30-0021-00 ￥159,500 / 1台

●スタンディングタイプ：患者様が立って検査される場合に適しています。



屋根なし

J-30-0016-00 ￥149,600 / 1台

屋根付き

J-30-0022-00 ￥159,500 / 1台

地域の病院様にて
ご採用いただいております

●各種取替パーツ

窓シート
レギュラータイプ用

J-30-0019-00 ￥7,920 / 1枚

窓シート
スタンディングタイプ用

J-30-0020-00 ￥7,920 / 1枚

手袋 (両タイプ共通)

J-30-0018-00 ￥9,790 / 1双

◇主な材質

本体：PP (ブラパール™)、金属
シート：PVC
手袋：天然ゴム
屋根：PP

◇配送について

	梱包寸法	質量	沖縄・離島部への追加送料
Safety Booth 各タイプ	920×380×2000mm	約 24kg	¥5,500/箱
取替用窓シート 各タイプ	875×820×24mm	約 1.2kg	¥3,190/箱
取替用手袋	260×190×30mm	290g	追加送料なし (ポスト投函)

ご購入は当社オンラインショップで

※送料および消費税込みの価格表示です。
※沖縄および離島部へ配送の場合は所定の送料をいただきます。
※日本国内のみの配送となります。
※ご注文受付後、出荷までに1週間いただきます。
※ご不明な点がございましたら、サイト内のお問い合わせフォームからご相談ください。



お問い合わせ先 **サクラパックス株式会社**

〒930-0106 富山県富山市高木3000番地

TEL: 076-436-6194 (事業開発部)

<http://www.sakura-paxx.co.jp/>

Email: itemplan@sakura-paxx.co.jp

<http://sakurapaxx.shop25.makeshop.jp/>