

患者様の頭部に装着することで
飛沫の飛散を防ぎ、
医療従事者を感染リスクから守ります。

大きな窓で
どの面からでも
患者様が見えやすい



ディスポーザブル
(使い捨て)で衛生的



若杉雅浩医師(右)と共同開発

広げてロック
するだけの
迅速&簡単
組み立て

飛沫飛散防止カバー Safety Cube セーフティ・キューブ

口腔・気道への医療処置は、飛沫、エアロゾルの発生により医療者への感染リスクを高めます。本製品はコンパクトに収納してベッドサイドに保管できるため、緊急時にも素早く展開して使用が可能です。また使い捨て製品ですので適切に廃棄すれば汚染を広げるリスクはありません。

(若杉医師コメントより)

保管時に場所を選ばない
コンパクト梱包



ご購入は当社オンラインショップで

※送料および消費税込みの価格表示です。

※沖縄および離島部へ配送の場合は1箱につき
2,200円の送料をいただきます。

※日本国内のみの配送となります。

※ご不明な点がございましたら、サイト内の
お問い合わせフォームからご相談ください。

<http://sakurapaxx.shop25.makeshop.jp/>



送料込・税込 **¥8,800** / 箱 (10組入)

商品名: Safety Cube

製品仕様

本体寸法 (mm)	幅450×奥行450(折り畳み時:16)×高さ450
本体質量 (g)	235(1組あたり)
主な材質	段ボール、PE
梱包寸法 (mm)	470×180×460
商品の状態	要組立品